



## OPTI-FREE RepleniSH – płyn wielofunkcyjny TEARGLYDE (120 ml | 300 ml)

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**OPTI-FREE RepleniSH**

### Opis produktu

## OPTI-FREE RepleniSH

### Charakterystyka produktu

Wielofunkcyjny roztwór do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych z systemem TEARGLYDE, przeznaczony do czyszczenia, płukania, dezynfekcji, nawilżania i przechowywania. Skład obejmuje środki dezynfekujące POLYQUAD (polikwaternium-1) i ALDOX (myristamidopropyl dimethylamine) oraz komponenty czyszczące wspierające usuwanie osadów białkowych i lipidowych. Dostępny w pojemnościach 120 ml i 300 ml.

### Najważniejsze cechy

- System TEARGLYDE – dwuskładnikowa warstwa odnawiająca i utrzymująca zwilżalność powierzchni soczewki.
- Dezynfekcja (POLYQUAD + ALDOX) – redukcja mikroorganizmów zgodnie z wymaganiami dla roztworów wielofunkcyjnych.
- Funkcje 5-w-1 – czyszczenie, płukanie, dezynfekcja, nawilżanie, przechowywanie.
- Zgodność z miękkimi, w tym silikonowo-hydrożelowymi – codzienna pielęgnacja.
- Ważność po otwarciu do 6 miesięcy – kontrola zużycia.
- Pojemniczek w zestawie (w wybranych wariantach) – organizacja przechowywania.

### Zastosowanie

Przeznaczony do rutynowej pielęgnacji miękkich soczewek: mechaniczne potarcie i splukanie roztworem, następnie dezynfekcja w pojemniku przez czas podany na etykiecie. Może służyć do płukania przed aplikacją oraz do przechowywania soczewek w roztworze. Skład wspiera usuwanie osadów i utrzymanie zwilżalności, co ułatwia przygotowanie soczewki do ponownego założenia.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**pojemność:** 120 ml , 300 ml

