



## ReNu MultiPlus – płyn do miękkich soczewek (100 ml | 360 ml)

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**ReNu MultiPlus**

### Opis produktu

## ReNu MultiPlus

### Charakterystyka produktu

Wielofunkcyjny roztwór do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych, dostępny w wariantach 100 ml i 360 ml. Formuła łączy środki czyszczące (m.in. poloksaminę), składnik przeciwosadowy Hydranate oraz środek dezynfekujący DYMED, dzięki czemu umożliwia codzienne czyszczenie mechaniczne, płukanie, chemiczną dezynfekcję i przechowywanie. Preparat jest izotoniczny i przeznaczony do materiałów hydrożelowych oraz silikonowo-hydrożelowych.

### Najważniejsze cechy

- Hydranate – ogranicza i usuwa osady białkowe z powierzchni soczewki
- DYMED – dezynfekcja chemiczna podczas etapu namaczania
- Poloksamina – wspomaga oczyszczanie i zwilżalność soczewki
- Warianty 100 ml i 360 ml – mniejszy do transportu, większy do użytku codziennego
- Wieloetapowe użycie – czyszczenie, płukanie, dezynfekcja i przechowywanie w jednym roztworze
- Zgodność materiałowa – do soczewek hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych

### Zastosowanie

Roztwór przeznaczony do codziennej pielęgnacji miękkich soczewek: po zdjęciu mechaniczne czyszczenie z kilkoma kroplami płynu, następnie płukanie, a potem dezynfekcja poprzez namaczanie w pojemniku w świeżej porcji roztworu; może służyć także do przechowywania soczewek między aplikacjami. Wariant 360 ml wspiera regularną rutynę domową, natomiast 100 ml ułatwia zachowanie identycznej procedury w podróży. Stosować zgodnie z etykietą i instrukcją producenta.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**pojemność:** 100 ml , 360 ml

