



All-in-One Advance – płyn wielofunkcyjny do soczewek miękkich 360 ml

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

ZEISS-ALL-360

Opis produktu

All-in-One Advance

Charakterystyka produktu

Wielofunkcyjny roztwór przeznaczony do pielęgnacji wszystkich typów miękkich soczewek kontaktowych, dostępny w opakowaniu 360 ml. Formuła opiera się na składniku aktywnym ActiPro oraz konserwującym poliheksanidzie. Roztwór umożliwia czyszczenie, dezynfekcję, płukanie, nawilżanie i przechowywanie, a także wspiera eliminację uporczywych osadów białkowych i tłuszczowych z powierzchni soczewki. Substancje pielęgnacyjne współpracują z materiałami hydrożelowymi i silikonowo-hydrożelowymi, zachowując właściwy poziom wilgoci przez cały okres użytkowania.

Najważniejsze cechy

- ActiPro – eliminacja osadów białkowych i tłuszczowych przez aktywny składnik
- Poliheksanid 0,0001% – dezynfekcja roztworu i ograniczanie drobnoustrojów
- Hydrofobowy mechanizm czyszczący – wsparcie procesu nawilżania soczewki
- Funkcje 5-w-1 – czyszczenie, dezynfekcja, nawilżanie, płukanie, przechowywanie w jednym preparacie
- Zgodność z soczewkami hydrożelowymi i silikonowo-hydrożelowymi – uniwersalne zastosowanie
- Pojemniczek dwukomorowy w zestawie – wygodne przechowywanie soczewek między użyciami

Zastosowanie

Preparat przeznaczony do codziennej rutynowej pielęgnacji soczewek miękkich w cyklu dziennym i miesięcznym: oczyszczanie i dezynfekcja po zdjęciu soczewki, płukanie oraz przechowywanie w świeżym roztworze przez minimum 4 godziny. Formuła pomaga usuwać uporczywe zanieczyszczenia i zachować komfort podczas użytkowania, a wydłużona pojemność zapewnia wygodę przy częstym cyklu wymiany.

