

Link do produktu: <https://servoptic.pl/acuvue-revitalens-wielofunkcyjny-plyn-dezynfekujacy-100-ml-p-2705.html>



## ACUVUE RevitaLens – płyn wielofunkcyjny dezynfekujący (100 ml | 360 ml)

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**RevitaLens 100**

### Opis produktu

## ACUVUE RevitaLens

### Charakterystyka produktu

Wielofunkcyjny roztwór dezynfekujący przeznaczony do codziennej pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych, w tym silikonowo-hydrożelowych. Formuła wykorzystuje system podwójnej dezynfekcji oparty na polyquaternium-1 (POLYQUAD) i aleksydynie, wspierany przez EDTA oraz bufor boranowy. Roztwór łączy etapy czyszczenia mechanicznego, płukania, dezynfekcji i przechowywania; dostępny w pojemnościach 100 ml i 360 ml, zwykle z dołączonym pojemnikiem.

### Najważniejsze cechy

- Podwójny układ dezynfekujący (POLYQUAD + aleksydyna) – redukcja mikroorganizmów i stabilna skuteczność procesu pielęgnacji
- EDTA i bufor boranowy – wspomaganie usuwania osadów oraz stabilizacja pH roztworu
- Funkcje 4-w-1 – czyszczenie, płukanie, dezynfekcja, przechowywanie w jednym preparacie
- Kompatybilność z materiałami hydrożelowymi i silikonowo-hydrożelowymi – zachowanie właściwości powierzchni soczewki
- Pojemności 100 ml | 360 ml – dobór objętości do częstotliwości użytkowania i potrzeb transportowych

### Zastosowanie

Przeznaczony do rutynowego cyklu pielęgnacji: po umyciu rąk wykonać mechaniczne potarcie soczewki roztworem, dokładnie spłukać, a następnie umieścić w świeżym roztworze w pojemniku na zalecany czas dezynfekcji. Preparat może być używany do płukania przed aplikacją oraz do przechowywania soczewek między cyklami noszenia. Regularna wymiana roztworu w pojemniku i utrzymanie pojemnika w czystości wspiera powtarzalność procesu pielęgnacji.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**pojemność:** 100 ml , 360 ml

