



Biotrue – płyn do miękkich soczewek (100 ml | 300 ml)

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

BIO-100 / 300

Opis produktu

Biotrue – płyn do miękkich soczewek

Charakterystyka produktu

Wielofunkcyjny roztwór do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych, dostępny w wariantach 100 ml i 300 ml. Formuła łączy środki czyszczące, składniki nawilżające (m.in. hialuronian) oraz system dezynfekujący o pH zbliżonym do filmu łzowego. Przeznaczony do wykonywania pełnego cyklu pielęgnacji: czyszczenia mechanicznego, płukania, chemicznej dezynfekcji i przechowywania soczewek.

Najważniejsze cechy

- Dwie pojemności – 100 ml do transportu i 300 ml do użytku domowego
- Hialuronian w formule – wsparcie nawilżenia powierzchni soczewki
- Zbalansowane pH – zgodność z odczynem naturalnych łez
- Wieloetapowe działanie – czyszczenie, płukanie, dezynfekcja i przechowywanie w jednym roztworze
- Zgodność materiałowa – do soczewek hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych
- Codzienna rutyna – możliwość stałego stosowania zgodnie z instrukcją

Zastosowanie

Roztwór przeznaczony do codziennej pielęgnacji miękkich soczewek: mechanicznego czyszczenia po zdjęciu, płukania, dezynfekcji w etapie namaczania oraz przechowywania w pojemniku z świeżą porcją płynu. Wariant 300 ml sprawdza się w regularnym stosowaniu, a 100 ml ułatwia utrzymanie tej samej procedury w podróży lub jako uzupełnienie. Produkt stosować zgodnie z etykietą i instrukcją producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

pojemność: 100 ml , 300 ml

