



## OPTI-FREE PureMoist – płyn wielofunkcyjny HydraGlyde (90 ml | 300 ml)

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**OPTI-FREE PureMoist**

### Opis produktu

## OPTI-FREE PureMoist

### Charakterystyka produktu

Wielofunkcyjny roztwór do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych z technologią HydraGlyde, przeznaczony do czyszczenia, płukania, dezynfekcji, nawilżania i przechowywania. Układ dezynfekujący oparty na polyquaternium-1 i myristamidopropyl dimethylamine wspiera redukcję mikroorganizmów, a komponenty czyszczące pomagają usuwać osady białkowe i lipidowe. Dostępny w pojemnościach 90 ml i 300 ml.

### Najważniejsze cechy

- Technologia HydraGlyde – warstwa nawilżająca wspierająca komfort do 16 godzin.
- System dezynfekcji (polyquaternium-1 0,001% + MAPD 0,0006%) – skuteczna inaktywacja drobnoustrojów.
- Funkcje 5-w-1 – czyszczenie, płukanie, dezynfekcja, nawilżanie, przechowywanie.
- Zgodność z miękkimi, w tym silikonowo-hydrożelowymi – codzienna pielęgnacja.
- Ważność po otwarciu do 6 miesięcy – kontrola zużycia opakowania.
- Pojemniczek w zestawie (w wybranych wariantach) – organizacja przechowywania.

### Zastosowanie

Przeznaczony do codziennej pielęgnacji miękkich soczewek: mechaniczne potarcie i spltukanie roztworem, następnie dezynfekcja w pojemniku zgodnie z czasem podanym na etykiecie. Może być używany do płukania przed aplikacją oraz do przechowywania soczewek w roztworze. Parametry składu wspierają usuwanie osadów oraz utrzymanie zwilżalności, co ułatwia przygotowanie soczewki do ponownego założenia.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**pojemność:** 90 ml , 300 ml

